



# Bieżnia Trackmaster TMX425

Firmy FULLVISION INC. USA



## **Bieżnia**

- Maksymalna waga pacjenta do 220 kg.
- Konstrukcja bieżni wzmocniona.
- Bezpieczna pokrywa komory napędu.
- Bezpieczne poręczce bieżni

## **System napędu**

- Zasilanie: 230V, 50 Hz, 15A
- Standardowe złącza bieżni

## **Prędkość pasa bieżni**

- 20 Km/h
- Bezpieczne zatrzymanie pasa bieżni

## **Kąt uniesienia bieżni**

- 0-25%

## **Długość użytkowa pasa bieżni**

- 1600 x 560 mm

## **Wymiary bieżni**

- (DxSxV) 2230 x 840 x 1300 mm